



Belgická společnost AiP Medical se specializuje na vývoj a výrobu potřeb pro veterinární i humánní chirurgickou praxi, zejména chirurgických šicích materiálů. Na trhu působí již od roku 1993.



Aip Medical

Špičkové chirurgické šicí
návleky od belgického výrobce

Atraumatické návleky s řezací či kulatou jehlou
 Jednotlivé návleky bez jehly
 Metráže v kazetách 25, 50, 100 m
 Vstřebatelná syntetická vlákna PGA, PGLA, PGCL, PDO
 Nevstřebatelná syntetická vlákna PP, Nylon Polyamid 6.6
 Přírodní vlákna catgut/ catgut chrome



- Špičková kvalita
- Spolehlivý dodavatel
- Minimální tkáňová reakce
- Výborná manipulace
- Vynikající pevnost uzlů
- Velmi dostupné ceny




PRACTICRYL

Syntetické, vstřebatelné, splétané, potahované vlákno

Materiál: polymer kyseliny glykolové (PGA)

Použití: aproximace a/nebo ligace měkkých tkání v obecné chirurgii; uzavření a šití svalové tkáně; šití fascií, podkoží a kůže; hemostatické ligatury; oftalmologické zákroky

Pevnost v tahu Po 14 dnech: 70% Po 21 dnech: 50%
Úplné vstřebání 60–90 dnů (hydrolyza)
Barva Fialová




PRACTICRYL 910

Syntetické, vstřebatelné, splétané, potahované vlákno

Materiál: kopolymeru glykolidu a L-laktidu (PGLA)

Použití: aproximace a/nebo ligace měkkých tkání v obecné chirurgii; uzavření a šití svalové tkáně; šití fascií, podkoží a kůže; hemostatické ligatury; oftalmologické zákroky

Pevnost v tahu Po 14 dnech: 75% Po 21 dnech: 50%
Úplné vstřebání 56–70 dnů (hydrolyza)
Barva Fialová




PRACTIMONO

Syntetické, vstřebatelné, monofilní vlákno

Materiál: polydioxanon (PDO)

Použití: aproximace a/nebo ligace měkkých tkání; uzavření a šití svalové tkáně; šití fascií, podkoží a kůže; hemostatické ligatury; šití těžko přístupných, jemných nebo narušených tkání, hernií; mikrochirurgie; oftalmologie

Pevnost v tahu Po 14 dnech: 85% Po 42 dnech: 50%
Úplné vstřebání 180–210 dnů (hydrolyza)
Barva Fialová




PRACTISORB Monofast

Syntetické, vstřebatelné, monofilní vlákno

Materiál: polymer kyseliny glykolové a epsilon-kaprolaktonu (PGCL)

Použití: aproximace a/nebo ligace měkkých tkání v obecné chirurgii; uzavření a šití svalové tkáně; subkutánní a intradermální šití; hemostatické ligatury; šití těžko přístupných, jemných nebo narušených tkání; gastrointestinální chirurgie; stomatologie; gingivální laloky; urologie

Pevnost v tahu Po 7 dnech: 75% Po 14 dnech: 30%
Úplné vstřebání 90–120 dnů (hydrolyza)
Barva Fialová






PRACTIGUT PLAIN

Přírodní, vstřebatelné, skané multifilamentní vlákno monofilního vzhledu

Materiál: catgut - pojivové tkáně střev skotu nebo ovci (certifikované BSE-free)

Použití: aproximace a/nebo ligace měkkých tkání v obecné chirurgii; uzavření a šití svalové tkáně; subkutánní a intradermální šití; hemostatické ligatury; šití těžko přístupných, jemných nebo narušených tkání; oftalmologické zákroky; ortopedie; ligatury v gynekologii, GI traktu

Pevnost v tahu Po 14 dnech: 70% Po 21 dnech: 35%
Úplné vstřebání 60–90 dnů (hydrolyza)
Barva Běžová




PRACTIGUT CHROME

Přírodní, vstřebatelné, skané multifilamentní vlákno monofilního vzhledu impregnované solemi chromu

Materiál: catgut - pojivové tkáně střev skotu nebo ovci (certifikované BSE-free)

Použití: aproximace a/nebo ligace měkkých tkání v obecné chirurgii; uzavření a šití svalové tkáně; subkutánní a intradermální šití; hemostatické ligatury; šití těžko přístupných, jemných nebo narušených tkání; oftalmologické zákroky; ortopedie; ligatury v gynekologii, GI traktu

Pevnost v tahu Po 14 dnech: 70% Po 21 dnech: 35%
Úplné vstřebání 60–90 dnů (hydrolyza)
Barva Hnědá




PractiSUPRAMID

Syntetické, nevstřebatelné, multifilamentní splétané vlákno

Materiál: Nylon polyamid 6.6

Použití: Šití kůže; oftalmologické zákroky

Barva Bílá




SUPRAMONO

Syntetické, nevstřebatelné, monofilní vlákno

Materiál: Polypropylen (PP)

Použití: Šití kůže, hernií, pomalu se hojících tkání nebo infikovaných ran; oftalmologické zákroky; ortopedie; oftalmologické zákroky

Barva Modrá



Dostupnost variant

Na zakázku	Skladem
—	✓

Jednotlivě balené chirurgické návleky s jehlou (délka 90 cm)

Značení USP	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	Jehla	
Značení EP	1	1,5	2	3	3,5	4	5	▽	○
Practicryl	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Practicryl 910	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
Practimono	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
Practisorb	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
Supramono	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—

Jednotlivě balené chirurgické návleky bez jehly (délky 150/250/400 cm dle varianty)

Značení USP	1	2	3+4	5
Značení EP	4	5	6	7
Practicryl	—	✓	✓	✓
Practicryl 910	—	—	—	—
Practimono	—	✓	—	—
Practisorb	✓	✓	—	—
Supramono	—	—	—	—

Syntetické šicí materiály v kazetách (délky 25/35/50/100 m dle varianty)

Značení USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3+4	5
Značení EP	1,5	2	3	3,5	4	5	6	7
Practicryl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Practicryl 910	—	—	—	—	—	—	—	—
Practimono	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Practisorb	—	—	—	—	✓	✓	—	—
PractiSupramid	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—

Přírodní šicí materiály v kazetách (délky 30/50/75/100 m dle varianty)

Značení USP	3/0	2/0	0	1	2	3	4
Značení EP	3	3,5	4	5	6	7	8
Practigut Plain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Practigut Chrome	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

